

produktegenskaberne sammen med instruktoren og telefonnumre til brug i nødstilfælde.

Ved kontakt med den ufortyndede væske med øjnene kan der forekomme iritationer.

Skyl så straks dine øjne grundigt med vand, og opsig din læge.

Ved synkning af den ufortyndede væske skal du straks konsultere din læge og vise originalproduktet frem.

Håndvaskemidlet må ikke komme i ønderne på børn.

**Bemærk**  
Lignende oplysninger finder du f.eks. på gængse håndvaskemidler til servicere.  
Oplysningernes form og omfang er fastslået ved lov og gælder i hele EU.

**Bortskafning**  
Bortskaf venligst den fuldstændigt tømte flaske korrekt som plastaffald på en genbrugsstation.  
Der gælder ingen særlige kriterier angående bortskafning som specielt affald.

**Svenska**  
**Swedish:**

**medi clean**  
**Handtvättmedel**  
För kompressionsstrumpor och stöd

Lika avgörande för komforten när du har på dig kompressionsstrumpor är passformen samt att du tvättar din strumpa varje dag. Med medi clean tvättar du skonsamt för fibrerna och skyddar färgen.

Det doftneutrala handtvättmedlet är hudvänligt.

**Användning**  
1 cl = 10 ml per 2 till 3 liter vatten för ett par strumpor.

Vattentemperatur: Handvärm

**medi spot ex**  
**Fläckborttagningsmedel**  
Speciellt för kompressionsstrumpor och stöd  
För rengöringen av skofläckar.  
Appliceras före den dagliga tvätten.

**Använding**  
Applicera fläckborttagningsmedlet på fläckern, massera in det lätt med fingerspetsarna och låt det verka i ca. 5 minuter.

Skölj ut vätskan ur den stickade varan i handvart, rinnande vatten.

Efter det tvättar och torkar du kompressionsstrumpen enligt anvisningarna i bruksanvisningen eller på den textila tvättetiketten.

**Allmän information**  
Dina medicinska kompressionsstrumpor från medi lämpar sig för att tvättas både med maskin- och handtvätt och för att torkas i torktumlaren.

Det ser du på de avbildade symbolerna på den textila tvättetiketten.

Skötseln av din strumpa är ditt aktiva bidrag till terapi med medicinska kompressionsstrumpor.

Genom den dagliga tvätten bibehåller dina strumpor sin andningsaktivitet och sin kännbart sköna passform.

medi clean och medi spot ex är luktneutralt og hudvänligt. Färgen og materialet av din strumpa rengör på ett skonsamt sätt för den dagliga användningen.

Samtliga medi vårdprodukter för hud og stickade varor har utveklats så att de går bra att kombinera og användas tillsammans. Och på det sättet är det skönt att ha på sig de stickade varorna - varje dag!

medi clean og medi spot ex har inte något bäst före- eller utgångsdatum. Därför hittar du inte några uppgifter angående hållbarheten på produktens förpackning eller denna bipacksedel.

**Varningshänvisning**  
Utav hälsokyddsskäl finns det varningshänvisningar angående de olika produkternas egenskaper samt instruktioner og telefonnummer som du behöver i nödfall.

medi clean är ett koncentrat! Det betyder att du alltid ska späda ut handtvättmedlet innan du använder det i ett blandningsförhållande av t. ex. 1 cl = 10 ml per 2 till 3 liter vatten.

Vid kontakt av ögonen med den utspädda vätskan kan det uppstå iritationer.

Vänligen spola dina ögon omedelbart og grundligt med vatten og sök läkarvård.

Om du har svulat den utspädda vätskan ska du genast söka läkarvård og visa originalprodukten.

Handtvättmedlet får inte komma i barns händer.

**Anmärkning**  
Liknande hänvisningar hittar du t. ex. vid vanliga handdiskmedel för porslin. Form og omfattning av uppgifterna är föreskrivna av lagen og gäller i hela EU.

**Avfallshantering**  
Avfallshandera den komplett tömda flaskan gällande bestämmelser vid lämpliga samlingsställen för plast. Det finns inga gällande kriterier för avfallshantering som specialavfall.

**Norsk**  
**Norwegian:**

**medi clean**  
**håndvaskemiddel**  
Til kompresjonsstrømper og bandasjer

Daglig vask av kompresjonsstrømpene er like viktig som passformen for brukskomforten. Med medi clean pleier du skånsomt, og den er også tilpasset garnet og fargen.

Det luktnøytrale håndvaskemiddelet tåles av huden.

**Bruksområde**  
1 cl = 10 ml per 2–3 liter vann til et par strømper.

Vanntemperatur: Lukent

**medi spot ex**  
**Flekkstift**  
Spesielt til kompresjonsstrømper og bandasjer  
Til fjerning av skitt og flekker. Brukes før daglig vask.

**Bruksområde**  
Påfør flekkstiftene på flekken, gni forsiktig inn med fingertuppene og la virke i ca. 5 minutter.

Skyll bort væsken fra stoffet under rennende, lukent vann.

Deretter vaskes og tørkes kompresjonsstrømpen som angitt i bruksanvisningen eller tekstiletiketten.

**Generell informasjon**  
Dine medisinske støttestrømper fra medi tåler både maskin og håndvask så vel som tørketrommel. Dette kan du se av symbolene på tekstiletiketten.

Pleie av strømpen er ditt aktive bidrag til behandlingen med medisinske kompresjonsstrømper. Du sikrer pustevirksomhet og den merkbart behagelige passformen med daglig vask av strømpen din.

medi clean og medi spot ex er luktfrie og tåles av huden. Ved daglig bruk blir farge og materialet i strømpen rengjort skånsomt.

Alle med pleieprodukter til hud og stoff er laget slik at de kan kombineres og brukes sammen. Dette gir behagelig brukskomfort – hver dag!

medi clean og medi spot ex har ikke en minimums holdbarhets- eller utløpsdato. Derfor vil du ikke finne noen informasjon om minimums holdbarhetsdato på emballasjen eller dette pakningsvedlegget.

**Advarsel**  
For å beskytte helsen brukes advarsler om produktens egenskaper samt instruksjoner og telefonnumre til nødsituasjoner.

Ved øyekontakt med ufortynnet væske kan det oppstå iritasjoner.

Skyll øynene umiddelbart grundig med vann og kontakt lege.

Ved svelging av ufortynnet væske må lege kontaktes omgående og det originale produktet fremvises.

Håndvaskemiddelet må oppbevares utilgjengelig for barn.

**Merknad**  
Lignende informasjon finner du f.eks. på vanlige håndoppvaskmidler. Form og omfang av informasjonen er lovplågt og gjelder i hele EU.

**Avfallverwijdering**  
Bortskaf venligst den fuldstændigt tømte flaske korrekt som plastaffald på en genbrugsstation.  
Der gælder ingen særlige kriterier angående bortskafning som specielt affald.



*medi. I feel better.*

**Deutsch**  
**German:**

**medi clean**  
**Handwasmittel**  
Für Kompressionsstrümpfe und Bandagen

Die tägliche Wäsche Ihres Kompressionsstrumpfes ist für den Tragekomfort ebenso ausschlaggebend wie die Passform. Mit medi clean pflegen Sie schonend, auf das Garn sowie die Farbe abgestimmt.

Das geruchsneutrale Handwasmittel ist dermatologisch verträglich.

**Anwendung**  
1 cl = 10 ml pro 2 bis 3 Liter Wasser für ein Paar Strümpfe

Wassertemperatur: Handwärm

**medi spot ex**  
**Fleckenstift**  
Speziell für Kompressionsstrümpfe und Bandagen  
Zum Entfernen von Schuhabrieb. Bitte vor der täglichen Wäsche anwenden.

**Anwendung**  
Fleckenstift auf den Fleck auftragen, leicht mit den Fingerspitzen einmassieren und ca. 5 Minuten einwirken lassen.

Das Fluid aus dem Gestrick bitte unter fließendem, handwarmen Wasser ausspülen.

Anschließend den Kompressionsstrumpf, entsprechend der Angaben in der Gebrauchsanweisung oder dem textilen Einheitskett, waschen und trocknen.

**Allgemeine Hinweise**  
Ihre medizinischen Kompressionsstrümpfe von Medi sind sowohl für die Maschinen- oder Handwäsche als auch für den Wäschetrockner geeignet. Dies können Sie an den abgebildeten Symbolen auf dem textilen Einheitskett erkennen.

Die Pflege des Strumpfes ist Ihr aktiver Beitrag zur Therapie mit medizinischen Kompressionsstrümpfen.

Atmungsaktivität und die spürbar angenehme Passform bleibt Ihnen durch die tägliche Wäsche Ihrer Strümpfe sicher.

medi clean und medi spot ex sind geruchsneutral und dermatologisch verträglich. Bei täglicher Anwendung werden Farbe und Material Ihres Strumpfes schonend gereinigt.

Alle Produkte der medi Haut- und Gestrickpflege sind so konzipiert, dass Sie diese sehr gut kombinieren und miteinander anwenden können. Dies sorgt für angenehmen Tragekomfort - jeden Tag!

medi clean und medi spot ex unterliegen keinem Mindesthaltbarkeits- oder Verfallsdatum. Daher finden Sie keinerlei Angaben zur Mindesthaltbarkeitszeit auf der Produktverpackung oder diesem Beipackzettel.

**Warnhinweis**  
Zum Schutz der Gesundheit sind Warnhinweise bezüglich der Produkteigenschaften sowie Handlungsanweisungen und Telefonnummern für den Notfall aufgebracht.

Bei Berührung der unverdünnten Flüssigkeit mit den Augen kann es zu Reizungen kommen.

Bitte spülen Sie Ihre Augen sofort gründlich mit Wasser aus und konsultieren Ihren Arzt.

Bei Verschlucken der unverdünnten Flüssigkeit bitte sofort ärztlichen Rat einholen und das Originalprodukt vorzeigen.  
Das Handwasmittel darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Anmerkung**  
Ähnliche Hinweise finden Sie z.B. bei handelsüblichen Handspülmitteln für Geschirr.  
Form und Umfang der Angaben sind gesetzlich vorgeschrieben und EU-weit gültig.

**Entsorgung**  
Bitte entsorgen Sie die vollständig geleerte Flasche fachgerecht bei

entsprechenden Sammelstellen für Kunststoff.  
Es bestehen keine besonderen Kriterien zur Entsorgung als Sondermüll.

**English**  
**English:**

**medi clean**  
**Handwash detergent**  
Formulated for compression stockings and bandages

Washing your compression stockings every day is as vital for your comfort as having the correct fit. With medi clean, you can gently clean your stockings whilst retaining their weft and colour.

The odourless handwash detergent is dermatologically approved.

**Usage Instructions**  
Mix 10 ml with 2-3 litres of water for one pair of stockings.

Water temperature: Lukewarm

**medi spot ex**  
**Spot cleaner**  
Specially formulated for compression stockings and bandages  
For removing marks caused by shoes. Apply before daily washing.

**Usage Instructions**  
Apply the spot cleaner to the mark, massage it in gently using your fingertips and leave it to work for around 5 minutes.

Rinse the fluid out of the aid under running, lukewarm water.

Then wash and dry the compression stocking according to the instructions for use or the label.

**General Instructions**  
Your medical compression stockings from medi are suitable for both machine and handwashing as well as the tumble dryer. You can see this as it is stated on the garment's label, using the illustrated symbols.

Caring for your stockings is a part of actively ensuring optimal therapy with medical compression stockings. Washing your stockings daily ensures that the fabric remains breathable and fits correctly.

medi clean and medi spot ex are odour-neutral and dermatologically approved. The colour and fabric of your stockings will be gently cleaned for daily use.

All medi skin and fabric products are designed to work optimally in combination with each other. This ensures that wearing medi products is comfortable, every day!

medi clean and medi spot ex are not subject to any minimum storage life or best before dates. Therefore you will not find any information on minimum storage life on the product packaging or this instruction leaflet.

**Health warning**  
To protect your health, there are warning indications on the products' characteristics as well as handling instructions and telephone numbers which are to be used in the event of an emergency.

medi clean is a concentrate! This means that you must only use the handwash agent once it has been diluted, in a mixture where there is 10 ml of agent to 2-3 litres of water, for example.

If the undiluted liquid comes into contact with the eye, this may cause irritation.

Rinse your eyes thoroughly with water straight away and consult your doctor.

If any of the undiluted liquid is swallowed, obtain medical advice immediately and show the original professional the original product.

This handwash agent must be kept out of reach of children.

**Remarks**  
Similar instructions are given for standard handwash agents for crockery, for example.  
The form and scope of these details are set down as requirements by law and valid throughout the European Union.

**Disposal**  
Please dispose of the completely empty bottle in accordance with the guidelines at a collection point for plastics.  
There are no specific criteria for disposal as hazardous waste.

**Français**  
**French:**

**medi clean**  
**Produit lessive main**  
Produit pour bas de compression et bandages

Le lavage quotidien de votre bas de compression est tout aussi important que son bon ajustement pour être agréable à porter. Avec medi clean, vous entreprenez vos bas en douceur avec un produit adapté au fil et à la couleur.

Le produit lessive main à l'odeur neutre est testé dermatologiquement.

**Utilisation**  
1 cl = 10 ml pour 2 à 3 litres d'eau pour une paire de bas.  
Température de l'eau : tiède

**medi spot ex**  
**Bâton détachant**  
Produit spécial pour bas de compression et bandages  
Pour éliminer les taches de chaussures. À utiliser avant la lessive quotidienne.

**Utilisation**  
Appliquer le bâton détachant sur la tache, masser légèrement avec le doigt et laisser agir pendant env. 5 minutes.

Rincer le tricot à l'eau courante tiède pour éliminer le produit fluide.

Laver ensuite le bas de compression conformément aux indications fournies par le mode d'emploi ou l'étiquette textile et le sécher.

#### Remarques générales

Vos bas de compression médicaux medi peuvent être lavés à la main ou en machine et séchés au sèche-linge. Les indications correspondantes sont fournies par les symboles des étiquettes cousues à l'intérieur des bas.

Par l'entretien de vos bas, vous contribuez activement à la thérapie utilisant les bas de compression médicaux. Les propriétés respirantes et la forme agréablement ajustée sont conservées grâce au lavage quotidien de vos bas.

medi clean et medi spot ex ont une odeur neutre et ont été testés dermatologiquement. En utilisation quotidienne, la couleur et le matériau de vos bas sont traités en douceur.

Tous les produits medi d'entretien de la peau et de des tissus sont conçus de manière à pouvoir être parfaitement combinés et utilisés entre eux. Cela vous assure un excellent confort de port jour après jour!

medi clean et medi spot ex ne requièrent pas de date limite d'utilisation ni de date de péremption. Vous ne trouvezz donc pas d'indications sur une durée limite de conservation sur l'emballage du produit ni sur la présente notice.

#### Avertissement

Pour la protection de la santé, des avertissements sur les propriétés des produits ainsi que des instructions et des numéros de téléphone pour les cas d'urgence figurent sur les produits.

Un contact du liquide non dilué avec les yeux peut entraîner des irritations.

Veuillez immédiatement vous rincer les yeux à l'eau et consulter un médecin.

En cas d'ingestion du liquide non dilué, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le produit original.

Le produit lessive main doit être tenu hors de portée des enfants.

#### Remarque

Des indications similaires se trouvent p. ex. sur les produits vaisselle main courants.

La forme et l'étendue des indications sont prescrites par la loi et valable dans toute l'UE.

#### Élimination

Veuillez éliminer correctement le flacon de entièrement vide aux points de collecte des matières synthétiques. Une élimination avec les déchets spéciaux n'est pas nécessaire.

#### Español Spanish:

**medi clean**
**Jabón para lavado a mano**
Para medias de compresión y vendajes

El lavado diario de las medias de compresión es tan decisivo para la comodidad como un ajuste adecuado. medi clean ofrece un cuidado suave y está adaptado al color y el tejido de las medias.

El jabón para lavado a mano inodoro se ha probado dermatológicamente.

**Aplicación**
1 cl = 10 ml por cada entre 2y 3 litros de agua para un par de medias.

Temperatura del agua: Templada
Indicación de advertencia

**medi spot ex**
**Quitamanchas**
Especial para medias de compresión y vendajes
Para eliminar el roce de los zapatos.
Emplearlo antes del lavado diario.

**Aplicación**
Aplique el quitamanchas sobre la mancha, masajee suavemente con la punta de los dedos y deje actuar durante aprox. 5 minutos.

Enjuague el líquido del tejido con agua corriente templada.

A continuación, lave y seque las medias de compresión, conforme a los datos del manual de instrucciones o la etiqueta cosida.

**Indicaciones generales**
Las medias de compresión médicas son más aptas tanto para el lavado a mano como a máquinas y también para el secado con secadora. Así lo indican los símbolos representados en la etiqueta cosida.

El cuidado de las medias es su contribución activa a la terapia con las medidas de compresión médicas. Garantiza la actividad respiratoria y el porte agradable mediante el lavado diario de las medias.

medi clean y medi spot ex son inodoras y están dermatológicamente testadas. En caso de empleo diario, se lavará el color y el material de las medias.

Todos los productos de cuidado del tejido y la piel de medi se han diseñado para que se puedan combinar y emplear de forma conjunta a la perfección. Esto garantiza una agradable comodidad a diario.

medi clean y medi spot ex no tienen fecha de duración mínima ni de caducidad. Por tanto, no encontrará datos sobre la duración mínima en el embalaje del producto ni en este prospecto.

**Indicación de advertencia:**
Para proteger la salud, se han añadido advertencias sobre las propiedades del producto, así como instrucciones y

números de teléfono para casos de emergencia.

En caso de contacto de los ojos con el líquido sin diluir podría producirse irritación.

Lave inmediatamente los ojos en profundidad con agua y consulte a su médico.

En caso de tragar el líquido sin diluir, consulte inmediatamente a un médico y muestrele el producto original.

Mantenga el jabón de manos fuera del alcance de los niños.

medi clean y medi spot ex no tienen fecha de duración mínima ni de caducidad. Por tanto, no encontrará datos sobre la duración mínima en el embalaje del producto ni en este prospecto.

**Observación**
Encontrará indicaciones similares, por ejemplo, en los lavavajillas convencionales.
La forma y el alcance de los datos se prescriben legalmente y son válidos en toda la UE.

**Eliminación**
Deseche el recipiente de forma completamente vacío de forma adecuada, con los residuos plásticos.
No existen criterios específicos para la eliminación como residuo especial.

**Português Portuguese:**

**medi clean**
**Detergente para lavagem manual**
Para meias de compressão e ligaduras

A lavagem diária das suas meias de compressão é tão determinante para o conforto como o ajuste. O medi clean cuida suavemente, adequando-se tanto ao fio como a cor.

O detergente de lavagem manual de odor neutro é compatível dermatologicamente.

**Aplicação**
1 cl = 10 ml por 2 a 3 litros de água para um par de meias.

Temperatura da água: morna
Advertência

**medi spot ex**
**Roll-on antiinódoas**
Especial para meias de compressão e ligaduras
Para remover sujidade causada pela fricção dos sapatos.
Utilizar antes da lavagem diária.

**Aplicação**
Aplicar o roll-on antiinódoas sobre a nódoa, massajando suavemente com as pontas dos dedos e deixar atuar durante cerca de 5 minutos.

Retirar o fluido da malha com água corrente morna.

Em seguida, lavar e secar a meia de compressão de acordo com as

indicações nas instruções de aplicação ou nas etiquetas têxteis.

**Indicações gerais**
As suas meias de compressão medicinais da medi são adequadas tanto para lavagem à mão como a máquina, bem como para a máquina de lavar. Pode verificá-lo nos símbolos apresentados na etiqueta têxtil cosida.

O cuidado com as meias é o seu contributo ativo para a terapia com meias de compressão medicinais. Lavando diariamente as suas meias, mantém a capacidade de respiração e a experiência do ajuste confortável das mesmas.

medi clean e medi spot ex são inodoros e dermatologicamente compatíveis. Em caso de utilização diária, a core o material das suas meias são limpos suavemente.

Todos os produtos de cuidado da pele e da malha da medi são concebidos de modo a que combinem muito bem e possam ser aplicados em conjunto. Isto proporciona uma utilização confortável em todos os dias!

medi clean e medi spot ex não estão sujeitos a qualquer data ou prazo de validade mínimos. Por isso, não se encontram indicações de prazo de validade na embalagem do produto ou no folheto informativo.

**Advertência:**
Para a proteção da saúde, são reunidos tanto avisos relativos às propriedades do produto, como indicações de manuseamento e números de telefone para casos de emergência.

Em caso de contacto do líquido não diluído com os olhos, pode ocorrer irritação.
Lave os olhos mediata e cuidadosamente com água e consulte o seu médico.

Em caso de ingestão do líquido não diluído, consulte imediatamente um médico e mostre-lhe o produto original.

O detergente para lavagem manual não deve estar acessível a crianças.

**Nota**
encontra indicações semelhantes, por exemplo, em detergentes para lavar loiça à mão.
A forma e extensão das indicações são prescrtas legalmente e válidas em toda a UE.

**Descarte**
Descarte toda a garrafa vazia de forma adequada, nos pontos de recolha apropriados para o plástico.

Não existem critérios especiais para o descarte como residuo perigoso.

**Italiano Italian:**

**medi clean**
**Detergente per il lavaggio a mano**
Adatto per calze medicali di compressione e fasciature

Il lavaggio quotidiano della calza medicale di compressione è un'operazione fondamentale per garantire il comfort almeno quanto la conformazione della calza. Medi clean garantisce un lavaggio delicato e adeguato al filato e al colore.

Il detergente per lavaggio a mano ha una profumazione neutra ed è dermatologicamente ben tollerato.

**Applicazione**
1 cl = 10 ml per 2 - 3 litri d'acqua per paio di calze.

Temperatura dell'acqua: tiepida

**medi spot ex**
**smacchiatore liquido**
Particolarmente adatto per calze medicali di compressione e fasciature
Per eliminare le tracce dovute all'attrito delle scarpe.
Utilizzare prima del lavaggio quotidiano.

**Applicazione**
Applicare lo smacchiatore sulla macchia, strofinare leggermente con i polpastrelli e lasciare agire per ca. 5 minuti.

Sciquare il prodotto dal tessuto con acqua corrente tiepida.

Quindi lavare e asciugare la calza di compressione secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni oppure sull'etichetta in tessuto.

**Avvertenze generali**
Le calze medicali di compressione di medi possono essere lavate sia in lavatrice che a mano e possono essere asciugate in asciugatrice. È possibile verificarlo dai simboli riportati nell'etichetta in tessuto.

La cura delle calze è il Vostro contributo attivo alla terapia con calze medicali di compressione.

La traspirazione e una conformazione comoda vengono garantite dal lavaggio quotidiano delle calze medicali.

medi clean e medi spot ex sono privi di profumazioni e sono dermatologicamente compatibili. Con l'uso quotidiano il materiale della vostra calza viene pulito delicatamente preservandone il colore.

Tutti i prodotti medi per la cura della pelle e dei materiali sono realizzati in modo da poterli combinare tra loro ed utilizzare anche insieme. Ciò garantisce il massimo comfort - ogni giorno!

medi clean e medi spot ex non hanno data minime di conservazione o di scadenza. Per questo non troverete indicazioni relative alla scadenza

sull'imballaggio dei prodotto o su questo foglietto.

**Avvertenze:**
A tutela della salute sono riportate avvertenze relative alle caratteristiche dei prodotti, istruzioni per l'utilizzo e i numeri di telefono ai quali rivolgersi in caso di emergenza.

Nel caso in cui il liquido non diluito entri in contatto con gli occhi può causare irritazione.

Sciacquare subito e abbondantemente gli occhi con acqua e consultare il proprio medico.

In caso di ingestione del liquido concentrato, consultare immediatamente il medico e mostrare il prodotto originale.

Tenere il detersivo per lavaggio a mano fuori dalla portata dei bambini.

**Osservazione:**
informazioni analoghe sono riportate ad esempio sui detersivi per il lavaggio manuale delle stoviglie normalmente in commercio.
La forma e la quantità dei dati sono stabilite dalla legge e sono valide in tutta l'Unione europea.

**Smaltimento**
Smaltire la bottiglia, completamente vuota, di in maniera corretta nei relativi punti di raccolta per la plastica. Non vi sono particolari criteri da seguire per lo smaltimento come rifiuti speciali.

**Nederlands Dutch:**

**medi clean**
**Handwasmiddel**
Voor compressiekousen en bandages

De dagelijkse was van uw compressiekousen is voor het draagcomfort net zo belangrijk als de pasvorm. U kunt met medi clean voorzichtig verzorgen en het is op het gareen alsmede de kleur afgestemd.

Het handwasmiddel met de neutrale geur is dermatologisch compatibel.

**Toepassing**
1 cl = 10 ml per 2 tot 3 liter water voor één paar kousen.

Watertemperatuur: Handwarm

**medi spot ex**
**Vlekkenstift**
Speciaal voor compressiekousen en bandages
Voor het verwijderen van schoenenporen.
Toepassen voor de dagelijkse was.

**Toepassing**
Breng de vlekkenstift op de vlek aan, masseer het licht in met de vingertoppen en laat het ca. 5 minuten inwerken.

Spael de vloeistof uit het weefsel onder stromend, handwarm water uit.

Was en droog de compressiekous vervolgens, zoals is vermeld in de gegevens in de gebruiksaanwijzing of in het ingenaaide textiel etiket.

**Algemene aanwijzingen**
Uw medische compressiekousen van medi zijn zowel geschikt voor de machine- of handwas als voor de wasdroger. Dit kunt u aan de afgebeelde symbolen op het ingenaaide textiel etiket herkennen.

De verzorging van de kous is uw actieve bijdrage aan de therapie met medische compressiekousen. De actieve ademing en de merkbaar prettige pasvorm blijven gegarandeerd door dagelijks uw kousen te wassen.

medi clean en medi spot ex hebben een neutrale geur en zijn dermatologisch compatibel. Bij dagelijkse toepassing worden de kleuren en het materiaal van uw kous behoudzaam gereinigd.

Alle producten van de medi huid- en weefselverzorging zijn op een wijze ontwikkeld dat u deze zeer goed kunt combineren en met elkaar kunt gebruiken. Dit zorgt voor een prettig draagcomfort - iedere dag weer!

medi clean en medi spot ex hebben geen minimale houdbaarheids- of vervaldatum. Daarom treft u geen gegevens over de minimale houdbaarheid op de productverpakking of deze bijsluiter aan.

**Waarschuwing:**
Ter bescherming van de gezondheid zijn waarschuwingsaanwijzingen met betrekking tot de productieïenschappen alsmede behandelingsaanwijzingen en telefoonnummers voor noodgevallen aangebracht.
Als de onverdunde vloeistof in contact komt met de ogen, kan dit tot irritaties leiden.

Spael uw ogen onmiddellijk grondig met water uit en raadpleeg uw arts.

Als de onverdunde vloeistof wordt ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts om raad te vragen en hem het originele product te laten zien.

Het handwasmiddel mag niet in de handen van kinderen terechtkomen.

**Opmerking**
Vergelijkbare aanwijzingen treft u bijv. aan bij gangbare handwasmiddelen voor servies.

Vorm en omvang van de gegevens zijn wettelijk voorgeschreven en zijn in de volledige EU geldig.

**Afvalverwijdering**
Gooi de volledige lege fles vakkundig weg bij de overeenkomstige inzamelpunten voor kunststof. Er bestaan geen bijzondere criteria voor de afvalverwijdering als bijzonder afval.

**Dansk Danish:**

**medi clean**
**Håndvaskemiddel**
Til kompresionsstrømper og bandager

Den daglige vask af din kompresionsstrømpe er lige så vigtig for bærekomforten som pasformen. Med medi clean plejer du på skånsom måde og samtidigt passende for garnet og farven.

Håndvaskemidlet har en neutral duft og er uskadelig i dermatologisk henseende.

**Anvendelse**
1 cl = 10 ml per 2 til 3 liter vand til et par strømper.

Vandtemperatur: håndvarm

**medi spot ex**
**Pen til pletfjernelse**
Specielt til kompresionsstrømper og bandager
Til at fjerne slidspr fra sko.
Anvendes før den daglige vask.

**Anvendelse**
Påfør med pennens pletfjerner på pletten, gnid den let ind med fingerspidsene, og lad den virke i ca. 5 minutter.

Skyl væsken ud af strikvaren med rindende, håndvarm vand.
Vask herefter kompresionsstrømpen som beskrevet i brugsvejledningen eller på den indsyede tekstiletiket, og lad den tørre.

**Generelle oplysninger**
Dine medicinske kompresionsstrømper er egnet til både maskin- og håndvask og også til tørtretumbleren. Det kan du se på de symboler, som findes på den indsyede tekstiletiket.

Plejen af din strømpe er dit aktive bidrag til terapien med medicinske kompresionsstrømper. Andbarheden og den mærkbart behagelige pasform beværer du med den daglige vask.

medi clean og medi spot ex er lugtneutrale og dermatologisk afprøvede. Ved daglig brug rnes din strømpes farve og materiale på skånsom måde.

Alle medi-produkter til pleje af hud- og strikvarer er lavet sådan, at du meget godt kan kombinere dem og bruge dem i forbindelse med hinanden. Det giver behagelig bærekomfort - hver dag!

medi clean og medi spot ex har ikke nogen data for mindste holdbarhed eller udløbsdato. Derfor finder du ingen oplysninger om mindste holdbarhed på produktets emballage eller i denne vedlagte brugsanvisning.

**Advarsel:**
Alle oplysningerne på produkterne tjener til forbrugers oplysning og sikkerhed.

Til beskyttelse af helbredet er der påtrykt advarsler vedrørende