

Måttabell för rundstickade benstrumpor Standardstorlek



Denna måttabell gäller för **mediven elegance, mediven plus, mediven comfort, mediven active, mediven for men och mediven angio.**

Att tänka på innan måttagning:

- Måttagning för ske stående men kan även utföras sittande eller liggande om patienten av hälsoskäl inte kan stå upp.
- Vid måttagning av omgång ska måttbandet sträckas men inte skära in eller dras åt.
- Längdmåttet avläses med fördel på en måttbräda.
- I annat fall bör mätpunkterna märkas med penna så att längd- och omfångsmått avläses från exakt samma punkt.
- Samtliga längdmått utgår från golvet.

Standardstorlek		I	II	III	IV	V	VI	VII
Lårstrumpa häftband x-vid	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85
Lårstrumpa med häftband	cG	43-48	45-52	49-56	53-56	56-64	60-68	64-72
Strumpbyxa	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
Omfångsmått	Längdmått							
cG		43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
cF		39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
cE		30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
cD		27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
cC		28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
cB ₁		23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
cB		18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
cY		26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
cA		17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35

Omfångsmått:

Måttagningen ska om möjligt ske på morgonen innan benen börjat svullna. I annat fall bör patienten ha benen i högläge i ca 30 minuter. Utgå alltid från omfångsmått "cB" vid storleksbestämning.

Rekommenderade längdmått för standardstrumpor (cm)					
cD	Knästrumpa	Normal	39-44	Kort	34-38
cD	mediven active	Normal	43-49	Kort	37-42
cG	Lårstrumpa/Strumpbyxa	Normal	72-83	Kort	62-71

Tillgängliga standard- och trendfärger

Vi erbjuder även ett brett utbud av både standard- och trendfärger. Dessa uppdateras varje säsong för att följa modets trender. Se aktuell färgöversikt på vår hemsida för mer information.

Vid slutet fotlängd rekommenderas max motsvarande skostorlek	
mediven elegance	Skostorlek 36-43
mediven active	Skostorlek 38-47
mediven for men	Skostorlek 39-46
mediven angio	Skostorlek Liten 36 - 40 Stor 40-46
Övriga kvaliteter	Skostorlek 35-43

Viktig information

Om brukaren ej passar in på någon standardstorlek rekommenderar vi att kompressionsstrumporna måttillverkas.

Obs! Mindre avvikelser både nedåt och uppåt kan förekomma beroende på varje enskild patients individuella förutsättningar.