

Technisches Datenblatt



medi Hospitalbutler

weitenverstellbar

Stand: Juni 2015

Materialzusammensetzung

pulverbeschichtetes Stahlrohr

Handelsform

medi Hospitalbutler, weitenverstellbar

Aufbereitung

Die Aufbereitung von medi Hospitalbutler sollte nach den geltenden RKI-Richtlinien für Desinfektionswaschverfahren (A/B) erfolgen:

Alle äußeren Oberflächen des medi Hospitalbutlers müssen mit einem geeigneten Flächendesinfektionsmittel wischdesinfiziert werden. Das Einlegen in ein Desinfektionsmittelbad ist zu vermeiden.

Für ein Sterilisationsverfahren ist der medi Hospitalbutler nicht vorgesehen.

medi GmbH & Co. KG
Medicusstrasse 1
95448 Bayreuth
Germany
www.medi.de

phone +49 921 912 - 0
fax +49 921 912 - 57
hospital@medi.de