


Sur mesure lipomed® shirt homme



Commandé par _____

Contact _____


Adresse _____

Code postal / ville _____

Téléphone _____


Données patient _____

medi Belgium NV
Staatsbaan 77/0099
3945 Ham
Belgium
T +32 11 24 25 60
F +32 11 24 25 64
info@medibelgium.be
www.medibelgium.be




Cou
Circonférence
du cou

cT _____ cm*




Décolleté
Profondeur du
décolleté souhaité

∠T _____ cm*




Poitrine
Circonférence de la
partie la plus large
de la poitrine

cN _____ cm




Taille
Circonférence
de la taille

cM _____ cm*




Côté
Longueur du côté de
l'aisselle à la taille

∠PM _____ cm*




Dos
Longueur du dos de
l'encolure à la taille

∠TM _____ cm*




Epaule
De l'encolure à
l'extrémité de l'épaule

∠TP _____ cm*




Aisselle
Circonférence
de l'aisselle

cP _____ cm*




Bras
Circonférence du
biceps, proximal

cQ _____ cm*




Biceps
Circonférence du
biceps, au milieu

cR _____ cm




Coude
Circonférence
avec le coude
légèrement fléchi

cY _____ cm



Poignet
Circonférence
du poignet

cS _____ cm



Longueur du bras
De l'épaule à la longueur
de bras souhaitée

∠PY ^{1/2} _____ cm*

∠PS ^{1/1} _____ cm*

* Mesure sur le corps = mesure du produit fini

Date de livraison souhaitée _____

medi. I feel better.