

- 1ste order  
 Herhaling

# Maatwerk beenverband

Fax: 0800 633 41 23, E-mail: order@medi.nl

**medi**

Klantnaam \_\_\_\_\_ Besteldatum \_\_\_\_\_  
 Klantnummer \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_  
 Patiëntnaam \_\_\_\_\_  
 Naam aanmeter \_\_\_\_\_

Stempel / Handtekening \_\_\_\_\_

**Niet onder spanning meten!**

## Meting van het been

### Omvangen

Links in cm      Rechts in cm

85	
80	
75	
70	
65	
60	
55	
50	
45	
40	
35	
30	
25	
20	
15	
10	
05	
$\epsilon$ mall.	

Links in cm      Rechts in cm

$\epsilon$ E centrum van de patella       $\epsilon$ E centrum van de patella

$\epsilon$ mall. centrum van de malleolus

Elke 5 cm dient er een meting te worden genomen, startpunt is het centrum van de malleolus

## Meting van het been

### Lengtes

Links in cm      Rechts in cm

$\epsilon$  mall. - lies       $\epsilon$  mall. - K

$\epsilon$  mall. - E       $\epsilon$  mall. - knieplooi

$\epsilon$  mall. - knieplooi

## Meting van de voet

### Omvangen

Links in cm      Rechts in cm

$\epsilon$ mall.	
$\epsilon$ Y	
$\epsilon$ H	
$\epsilon$ A	

$\epsilon$ H       $\epsilon$  mall.

$\epsilon$ A       $\epsilon$ Y

## Meting van de voet

### Lengtes

Links in cm      Rechts in cm

$\epsilon$ P <sub>2</sub>	
$\epsilon$ mall.	
$\epsilon$ A-Y	
$\epsilon$ A	

$\epsilon$ P<sub>2</sub>       $\epsilon$ A-Y       $\epsilon$  mall.

$\epsilon$ A

$\epsilon$ P<sub>2</sub>: Lengte van malleolus tot malleolus.

## Maatwerk opties

### circaid juxtafit premium

- onderbeen  
 onderbeen met knie  
 kniestuk  
 bovenbeen     geen schuine afwerking  
 bovenbeen met knie     geen schuine afwerking  
 heel been     geen schuine afwerking

Links	Aantal	Rechts	Aantal
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____

### circaid graduate

- alleen boot  
 onderbeen  met boot     zonder boot  
 heel been  met boot     zonder boot

<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____

## Voetopties confectie

- circaid single band afw  
 circaid pac band  
 circaid juxtafit premium interlocking afw  
 circaid juxtafit premium afw
- ### Voetopties maatwerk
- circaid juxtafit premium afw**  
 voet er aan vast     losse voet

## circaid cover up

- ### Kleuropties
- beige  
 zwart

## Opmerkingen

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

circaid® juxtafit® maatwerk