



Formet Expander øker omkrets rundt ankel med 4 cm og omkrets rundt lår med 10 cm. Brukes der mansjettten er stor nok rundt ankel, men for liten rundt låret. Ta kontakt med forhandler ved behov for expander til Comfy benmansjett.

Art. nr.	Navn	Omkretser i cm						
		A	B	C	D	E	F	L
29F0828	Comfy benmansjett 2-75	66	56	46	43	48	26	75
29F0008	Comfy benmansjett 2-85	70	60	47	43	48	26	85
29F0009	Comfy benmansjett 2-95	80	72	50	43	48	26	95
29F0010	Comfy benmansjett 3-65	81	73	60	56	54	37	65
29F0011	Comfy benmansjett 3-75	85	76	61	56	54	37	75
29F0012	Comfy benmansjett 3-85	90	80	64	56	54	37	85
29F0829	Comfy benmansjett 4-75	107	99	86	67	60	41	75