



Tegning av Lympha Pod® mansjetten med referansepunkter. Hvert ben måles separat.

Referansepunkter	Lympha Podmål ca.*)	Omkrets max cm	Max omkrets med én kile (kun i en side**) cm	Max omkrets med to kiler (en i hver side) cm	Tillegg i cm pr kile
A	Midje	206	222	238	16
B	Hofte	212	227	242	15
C***)	Lår	130	143	143	13
D	Kne	125	138	138	13
E	Ankel/hæl	104	114	114	10
F	Mansjettbunn	87	95	95	8

*) Illustrerer hvor målene kan tas på brukeren/pasienten

**) Maksimal omkrets på benet på den siden hvor en kile er nødvendig

***) C-målet tas på det stedet på låret hvor omkretsen er størst

Art. nr.	Navn
29F0795	Lympha Pod buksemansjett med slangeutgang i høyre side
29F0794	Lympha Pod buksemansjett med slangeutgang i venstre side
29F0852	Kile høyre + venstre side