

Målekart for størrelser

medivenharmony®

Varianter (alle varianter er tilgjengelig med normal eller ekstra vidde fra målepunkt cD)						
	AG kombinert armstrømpe		AG kombinert armstrømpe med toppbånd		AG kombinert armstrømpe med skulderkappe	
Standard lengde	Normal	CCL 1 art.nr.: 2Y10x01-8 CCL 2 art.nr.: 2Z10x01-8	Normal	CCL 1 art.nr.: 2Y11x01-8 CCL 2 art.nr.: 2Z11x01-8	Normal	CCL 1 art.nr.: 2Y15x01-8 CCL 2 art.nr.: 2Z15x01-8
	Ekstra vidde	CCL 1 art.nr.: 2Y10x11-8 CCL 2 art.nr.: 2Z10x11-8	Ekstra vidde	CCL 1 art.nr.: 2Y11x11-8 CCL 2 art.nr.: 2Z11x11-8	Ekstra vidde	CCL 1 art.nr.: 2Y15x11-8 CCL 2 art.nr.: 2Z15x11-8
Kort lengde*			Normal	CCL 1 art.nr.: 2Y41701-8 CCL 2 art.nr.: 2Z41701-8		
			Ekstra bred	CCL 1 art.nr.: 2Y41711-8 CCL 2 art.nr.: 2Z41711-8		
	CG		CG med toppbånd		CG med skulderkappe	
Standard lengde	Normal	CCL 1 art.nr.: 2Y00x01-8 CCL 2 art.nr.: 2Z00x01-8	Normal	CCL 1 art.nr.: 2Y01x01-8 CCL 2 art.nr.: 2Z01x01-8	Normal	CCL 1 art.nr.: 2Y05x01-8 CCL 2 art.nr.: 2Z05x01-8
	Ekstra vidde	CCL 1 art.nr.: 2Y00x11-8 CCL 2 art.nr.: 2Z00x11-8	Ekstra vidde	CCL 1 art.nr.: 2Y01x11-8 CCL 2 art.nr.: 2Z01x11-8	Ekstra vidde	CCL 1 art.nr.: 2Y05x11-8 CCL 2 art.nr.: 2Z05x11-8
Kort lengde*			Normal	CCL 1 art.nr.: 2Y31701-8 CCL 2 art.nr.: 2Z31701-8		
			Ekstra vidde	CCL 1 art.nr.: 2Y31711-8 CCL 2 art.nr.: 2Z31711-8		

x = farge; erstatt med 5 for svart, 7 for caramel eller 8 for sand

*kort lengde kun tilgjengelig i Caramel farge



Armhylse	Størrelse I		Størrelse II		Størrelse III		Størrelse IV	
Omkrets (cm)	Normal	Ekstra vidde	Normal	Ekstra vidde	Normal	Ekstra vidde	Normal	Ekstra vidde
cG	25,5-28,0	28,5-31,0	28,0-30,5	30,5-33,5	30,0-33,0	33,0-36,0	32,0-35,0	35,0-38,5
cF	23,5-25,5	25,5-28,0	25,0-27,5	27,5-30,0	27,5-30,0	30,0-33,0	29,5-32,0	32,0-35,0
cE	23,0-25,0	24,0-26,0	24,5-26,5	26,5-29,0	26,0-28,5	28,5-31,0	27,5-30,0	30,0-33,0
cD	22,0-24,0	24,0-26,0	23,0-25,0	25,0-27,5	24,0-26,0	26,0-28,5	25,0-27,5	28,0-30,5
cC1=100%**	15,0-16,5		16,5-18,0		18,0-19,5		19,5-21,0	
cC	13,5-14,5		14,5-15,5		16,0-17,5		17,5-19,0	
cA	15,0-18,0		16,0-19,0		17,0-20,0		19,0-22,0	
Armstrømpe	Størrelse V		Størrelse VI		Størrelse VII		Størrelse VIII***	
Omkrets (cm)	Normal	Ekstra vidde	Normal	Ekstra vidde	Normal	Ekstra vidde	Normal	Ekstra vidde
cG	33,5-36,5	37,0-40,5	36,0-39,5	39,5-43,0	38,0-41,5	41,5-45,5	40,5-44,5	45,0-49,5
cF	31,0-34,0	34,0-37,0	33,0-36,0	36,0-39,5	35,0-38,5	38,5-42,0	37,5-41,0	41,5-45,5
cE	29,0-31,5	31,5-34,5	30,5-33,5	33,5-36,5	32,5-35,5	35,5-39,0	35,0-38,5	38,5-42,0
cD	27,0-29,5	29,5-32,0	28,5-31,0	31,0-34,0	30,5-33,5	33,5-36,5	33,0-36,0	36,0-39,5
cC1=100%**	21,0-23,0		23,0-25,0		25,0-27,5		27,5-30,0	
cC	19,0-20,5		20,5-22,5		22,5-24,5		25,0-27,5	
cA	20,0-23,0		22,0-25,0		24,0-27,0		26,0-29,0	

Lengde (cm)	Standardlengde	Kort lengde
	41-47	36-40

** Mål CC1 er 5 cm over CC

*** Størrelse VIII: Minimum bestillingsmengde på 20 stk. per farge og variant - ca. 4 ukers leveringstid

Målekart for hånd



Omkrets cZ måles ved negleroten
Omkrets cX måles ved fingrenes base

Omkrets / Hånd (cm) / Størrelser

Størrelser	II	III	IV	V	VI	VII
cC ₁	15.0–18.0	17.0–20.0	19.0–21.5	21.0–23.5	23.0–26.0	25.5–30.0
cC	13.5–15.5	15.0–18.0	17.0–20.0	19.0–21.0	20.0–23.5	22.5–27.5
cB	15.5–20.0	17.5–21.0	19.5–23.0	20.5–24.0	22.5–26.0	24.5–30.0
cA	15.0–19.0	17.0–20.0	19.0–22.0	20.0–23.0	22.0–25.0	24.0–29.0

Omkrets / Fingre (cm) / Størrelser

Størrelser		II	III	IV	V	VI	VII
Tommel	Bunn cX	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	10.0
	Topp cZ	6.0	6.5	6.5	7.0	7.5	8.0
Pekefinger	Bunn cX	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.5
	Topp cZ	5.0	5.5	6.0	6.0	6.5	7.0
Lanefinger	Bunn cX	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.5
	Topp cZ	5.0	5.5	6.0	6.0	6.5	7.0
Ringefinger	Bunn cX	6.0	6.5	7.0	7.0	7.5	9.0
	Topp cZ	5.0	5.0	5.5	5.5	6.0	6.5
Lillefinger	Bunn cX	5.5	6.0	6.0	6.5	7.0	8.0
	Topp cZ	4.5	4.5	5.0	5.0	5.5	6.0

Lengde / Hånd (cm)

AB	3.5–4.5
AC	10.0–12.0
AC ₁	15.0–16.0

Lengde / Fingre (cm)

Tommel	3.5–4.5
Pekefinger	4.5–5.5
Lanefinger	5.5–6.5
Ringefinger	4.5–5.5
Lillefinger	3.5–4.5

Artikkelnummer

Kompresjon	CCL1	CCL2
Sømløs AC ₁ hanske med kompresjon i fingrene	2Y91x02-7	2Z91x02-7
Sømløs C ₁ håndstykke uten fingre, med tommelbase	2Y90x02-7	2Z90x02-7