




**MÅLESKJEMA FOR:**  
**mediven elegance - mediven komfort - mediven plus - mediven for men - mediven active**

størrelser i cm		I	II	III	IV	V	VI	VII
Lår <u>med</u> silikonbånd, standard	G	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
Lår <u>med</u> silikonbånd, ekstra vid	G	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85
Lår <u>uten</u> silikonbånd	G	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
Alle G-mål tas øverst på låret, der låret er tykkest								
Måles midt på låret	F	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
Måles midt på kneet	E	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
Måles to fingerbredder under kneskålen	D	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
Måles på det tykkeste på leggen	C	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
Måles i overgang akilles og leggmuskel	B'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
Måles på det tynneste rundt ankelen	B	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
Måles diagonalt rundt hel og vrist	Y	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
Måles rundt forfot	A	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35

omkrets



lengde

- A-D Knestrømpe: · Normal: **39-44 cm**  
 · Kort: **34-38 cm**  
 A-G Lårstrømpe + Strømpebukser · Normal: **72-83 cm**  
 · Kort: **62-71 cm**

For alle typer med lukket tå, utenom mediven active, kun en meget elastisk fotstørrelse.

**OBS! Lengder for mediven active knestrømpe:**

- Normal: **43-49 cm (skonommer 43-48)**  
 Kort: **37-42 cm (skonommer 38-42)**

**mediven elegance:** Kompresjonsklasse 1 og 2, med lukket tå.

**mediven komfort:** Kompresjonsklasse 1 og 2, med åpen/lukket tå.

**mediven plus:** Kompresjonsklasse 1,2 og 3, med åpen/lukket tå.

**mediven for men og mediven active:** Kompresjonsklasse 1 og 2, med lukket tå, ribbestrikket og kun som knestrømpe.

**Maxi panty topp** (mediven plus) m/ekstra vidde over hofte og mage:

Str.	I	II	III	IV	V	VI	VII		
Midje	95	- 140	cm	120	- 150	cm	140 - 165	cm	
Hofte	110	- 150	cm	135	- 160	cm	145	- 170	cm