


Måttabell för flatstickade benstrumpor

Standardstorlek

medi

Måttabell för mediven mondi



Omfångsmått i cm							
Storlek	I	II	III	IV	V	VI	VII
cG	44 – 53	46 – 57	50 – 61	53 – 65	56 – 70	60 – 74	64 – 80
cF	40 – 47	42 – 51	45 – 55	48 – 58	51 – 62	54 – 67	58 – 72
cE	30 – 37	33 – 40	36 – 42	38 – 44	40 – 46	42 – 48	44 – 50
cD	28 – 33	30 – 35	32 – 37	34 – 39	36 – 41	38 – 43	40 – 45
cC	29 – 34	31 – 36	33 – 38	35 – 40	37 – 42	39 – 44	41 – 46
cB1	24 – 26	26 – 28	28 – 31	30 – 33	32 – 35	34 – 37	36 – 39
cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
cY	28 – 30	29 – 32	31 – 34	33 – 36	34 – 38	36 – 40	37 – 41
cA	18 – 21	20 – 23	22 – 25	24 – 27	26 – 29	28 – 31	30 – 33

Måttabell för mediven 550

Omfångsmått i cm											
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
cD	29 – 33	30 – 34	31 – 35	32 – 36	33 – 37	34 – 38	35 – 39	36 – 40	37 – 41	38 – 42	39 – 43
cC	30 – 34	31 – 35	32 – 36	33 – 37	34 – 38	35 – 39	36 – 40	37 – 41	38 – 42	39 – 43	40 – 44
cB1	24 – 26	25 – 27	26 – 28	27 – 29	28 – 30	29 – 32	29 – 33	30 – 34	31 – 35	32 – 36	33 – 37
cB	19 – 20	20 – 21	21 – 22	22 – 23	23 – 24	24 – 25	25 – 26	26 – 27	27 – 28	28 – 29	29 – 30
cY	27 – 29	28 – 30	29 – 32	29 – 33	30 – 34	31 – 35	32 – 36	33 – 37	34 – 38	35 – 39	36 – 40
cA	18 – 20	19 – 21	20 – 22	21 – 23	22 – 24	23 – 25	24 – 26	25 – 27	26 – 28	27 – 29	28 – 30

Rekommenderade längdmått (cm)					
cD	mediven mondi	Normal	38-43	Kort	33-37
cG	mediven mondi	Normal	72-83	Kort	62-71
cD	mediven 550	Normal	39-41	Kort	37-39

Tillgängliga standard- och trendfärger

Vi erbjuder även ett brett utbud av både standard- och trendfärger. Dessa uppdateras varje säsong för att följa modets trender. Se aktuell färgöversikt på vår hemsida för mer information.

mediven mondi – utföranden			
AD	AD kort	AG	AG kort
knä	knä kort	lår	lår kort
Övrig information			
KKL	2		
Längd	Normal, kort		
Fot	Öppen tå/rakt avslut, AD även med sluten tå		
Häftband	Häftband Profile (5 cm) för lårstrumpor. Häftband noppor (2,5 cm / 5 cm) eller Profile (5 cm) finns som tillval för knästrumpor.		
Storlekar	I – VII		

mediven 550 – utföranden	
AD	AD kort
knä	knä kort
Övrig information	
KKL	2
Längd	Normal, kort
Fot	Öppen tå/ rakt avslut, sluten tå
Storlekar	IV – XIV
Färg	Caramel

Viktig information

Då flatstickade material är lågelastiska ska brukarens mått genomgående passa perfekt enligt gällande måttabell. Vid avvikelser rekommenderar vi att materialet måttillverkas.