


mediven sheer & soft

Måttabell



Omfångsmått (cm)							
Storlek	I	II	III	IV	V	VI	VII
eG	42 – 57	45 – 61,5	49 – 66,5	52 – 73	56 – 79	60 – 84	64 – 87,5
eD	26 – 33,5	28 – 37	30 – 40	32 – 43	33,5 – 46,5	35,5 – 49,5	37,5 – 52,5
eC	28 – 35,5	30 – 39	32,5 – 42	35 – 45	37 – 48,5	38,5 – 51,5	41,5 – 54,5
eB	18 – 20	20,5 – 22,5	23 – 25	25,5 – 27,5	28 – 30	30,5 – 33	33,5 – 36

Rek. standardlängd (cm)			
eD knästrumpa kort	34 – 38	eG lårstrumpa / strumpbyxa kort	62 – 71
eD knästrumpa normal	39 – 44	eG lårstrumpa / strumpbyxa normal	72 – 83

Standardfärger	
natural	ebony

Materialsammansättning		
KKL 1	44 % elastan	56 % polyamid
KKL 2	44 % elastan	56 % polyamid

Artikelnummriguide						
Utförande	AD	AD kort	AG	AG kort	AT	AT kort
	knä	knä kort	lår med häftband	lår med häftband kort	strumpbyxa	strumpbyxa kort
15 – 20 mmHg	Art.nr 0140x11-7	0147x11-7	0161x11-7	0151x11-7	0110x11-7	0117x11-7
20 – 30 mmHg	Art.nr 0240x11-7	0247x11-7	0261x11-7	0251x11-7	0210x11-7	0217x11-7

Ersätt X mot önskad färg (natural: 0, ebony: 5)

Standarutföranden	
Standard	Storlek I – VII, i normal och kort längd
Måttillverkas	Nej
Avslut	AD, trikåavslut AG, häftband emotion
Fotalternativ	Öppen tå, slutet tå Universallängd, lämplig för skostorlek 35 – 42