


Måttabeller ortopedi



Vriststöd Levamed, Achimed och mediven active 501 vriststöd

Storlek	1	2	3	4	5	6
Omfångsmått	17-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30


Använd ett måttband och mät omkretsen där din vrist är som smalast.



Knästöd medi 601, 602, 603, 605

Storlek	1	2	3	4	5	6	7
Standard (f) Omfångsmått	37-41	41-43	43-46	46-49	49-52	52-56	56-58
Standard (d) Omfångsmått	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46

Välj rätt storlek genom att mäta omfånget runt benet 15 cm ovanför knävecket och 5 cm under knävecket



AT-Bräckbandage

Artikelnr

Storlek	Mått runt höft	Höger	Vänster	Dubbelsidigt
Small	65-75 cm	K890302	K890202	K890402
Medium	75-85 cm	K890303	K890203	K890403
Large	85-95 cm	K890304	K890204	K890404
X-Large	95-105 cm	K890305	K890205	K890405
XX-Large	105-120 cm	K890306	K890206	K890406