


# Måttabell mediven struva 23



Medelhög kompression  
för delvis mobila eller  
mobila patienter

medi

## Knästrumpa (AD)


Storlek	Omfångsmått i cm				Färg- markering	Artikelnr 1 Par	Artikelnr 10 Par
	Vrist cB	Vad cC	Under knä cD	Längd			
I*	17 – 19	30 – 35	28 – 34	35 – 46	rosa	83 40 101	83 40 001
II	19 – 21	31 – 37	29 – 36	35 – 46	blå	83 40 102	8340 002
III	21 – 23	32 – 40	30 – 39	35 – 46	gul	83 40 103	8340 003
IV	23 – 25	33 – 42	31 – 41	35 – 46	röd	83 40 104	8340 004
V	25 – 27	34 – 44	32 – 43	35 – 46	grå	83 40 105	8340 005
VI	27 – 29	35 – 46	33 – 45	35 – 46	grön	83 40 106	8340 006
VII*	29 – 31	36 – 48	34 – 47	35 – 46	brun	83 40 107	8340 007

## Lårstrumpa (AG) med häftband


Storlek	Vrist cB	Vad cC	Under knä cD	Lår cG	Längd	Häl	Artikelnr	
							1 Par	5 Par
I*	17 – 19	30 – 35	28 – 34	42 – 54	60 – 84	rosa	83 60 101	83 60 001
II	19 – 21	31 – 37	29 – 36	46 – 58	65 – 89	blå	83 60 102	83 60 002
III	21 – 23	32 – 40	30 – 39	50 – 62	65 – 89	gul	83 60 103	83 60 003
IV	23 – 25	33 – 42	31 – 41	54 – 66	65 – 89	röd	83 60 104	83 60 004
V	25 – 27	34 – 44	32 – 43	58 – 70	65 – 89	grå	83 60 105	83 60 005
VI	27 – 29	35 – 46	33 – 45	62 – 74	65 – 89	grön	83 60 106	83 60 006
VII*	29 – 31	36 – 48	34 – 47	66 – 78	65 – 89	brun	83 60 107	83 60 007

## Lårstrumpa med höftdel/midjeband (ACT)


Storlek	Vrist cB	Vad cC	Under knä cD	Lår cG	Längd	Häl	Artikelnr	
							1 Par	5 Par
I*	17 – 19	30 – 35	28 – 34	42 – 54	60 – 84	rosa	83 62 101	81 62 001
II	19 – 21	31 – 37	29 – 36	46 – 58	65 – 89	blå	83 62 102	83 62 002
III	21 – 23	32 – 40	30 – 39	50 – 62	65 – 89	gul	83 62 103	83 62 003
IV	23 – 25	33 – 42	31 – 41	54 – 66	65 – 89	röd	83 62 104	83 62 004
V	25 – 27	34 – 44	32 – 43	58 – 70	65 – 89	grå	83 62 105	83 62 005
VI	27 – 29	35 – 46	33 – 45	62 – 74	65 – 89	grön	83 62 106	83 62 006
VII*	29 – 31	36 – 48	34 – 47	66 – 78	65 – 89	brun	83 62 107	83 62 007




**cB** tas runt vristen där omfånget är som smalast.



**cC** tas runt vaden där omfånget är som störst.



**cD** tas 2-3 cm under knävecket.



**cG** tas runt låret där omfånget är som störst.

\*Minsta beställningsbara kvantitet för storlek I och VII är 20 par.