


Måttabell mediven struva 35




Hög kompression
för delvis mobila eller
mobila patienter

medi


Knästrumpa (AD)									
Storlek	Omfångsmått i cm			Längd	Färg- markering		Art. nr. fp		
	Vrist cB	Vad cC	Under knä cD		Häl	1 st (0.5 par)	10 st (5 par)		
I*	17-19	30-35	28-34	35-46	rosa	82 40 102	82 40 001		
II	19-21	31-37	29-36	35-46	blå	82 40 102	82 40 002		
III	21-23	32-40	30-39	35-46	gul	82 40 103	82 40 003		
IV	23-25	33-42	31-41	35-46	röd	82 40 104	82 40 004		
V	25-27	34-44	32-43	35-46	grå	82 40 105	82 40 005		
VI	27-29	35-46	33-45	35-46	grön	82 40 106	82 40 006		
VII*	29-31	36-48	34-47	35-46	brun	82 40 107	82 40 007		

Lårstrumpa (AG)										
	Vrist cB	Vad cC	Under knä cD	Lår cG	Längd	Häl	utan häftband		med häftband	
							1 st (0.5 par)	10 st (5 par)	1 st (0.5 par)	10 st (5 par)
I*	17-19	30-35	28-34	42-54	60-84	rosa	82 60 101	82 60 001	82 61 101	82 61 001
II	19-21	31-37	29-36	46-58	65-89	blå	82 60 102	82 60 002	82 61 102	82 61 002
III	21-23	32-40	30-39	50-62	65-89	gul	82 60 103	82 60 003	82 61 103	82 61 003
IV	23-25	33-42	31-41	54-66	65-89	röd	82 60 104	82 60 004	82 61 104	82 61 004
V	25-27	34-44	32-43	58-70	65-89	grå	82 60 105	82 60 005	82 61 105	82 61 005
VI	27-29	35-46	33-45	62-74	65-89	grön	82 60 106	82 60 006	82 61 106	82 61 006
VII*	29-31	36-48	34-47	66-78	65-89	brun	82 60 107	82 60 007	82 61 107	82 61 007


Lårstrumpa med höftdel/midjeband (AGT)										
	Vrist cB	Vad cC	Under knä cD	Lår cG	Längd	Häl				
							1 st (0.5 par)	10 st (5 par)	1 st (0.5 par)	10 st (5 par)
I*	17-19	30-35	28-34	42-54	60-84	rosa	82 62 101	82 62 001		
II	19-21	31-37	29-36	46-58	65-89	blå	82 62 101	82 62 002		
III	21-23	32-40	30-39	50-62	65-89	gul	82 62 101	82 62 003		
IV	23-25	33-42	31-41	54-66	65-89	röd	82 62 101	82 62 004		
V	25-27	34-44	32-43	58-70	65-89	grå	82 62 101	82 62 005		
VI	27-29	35-46	33-45	62-74	65-89	grön	82 62 101	82 62 006		
VII*	29-31	36-48	34-47	66-78	65-89	brun	82 62 101	82 62 007		




cB tas runt vristen där omfånget är som smalast.



cC tas runt vaden där omfånget är som störst.



cD tas 2-3 cm under knävecket.



cG tas runt låret där omfånget är som störst.

*Minsta beställningsbara kvantitet för storlek I och VII är 20 styck