

Måttabell

mediven® thrombexin® 18

Mild kompression för immobila och mobila patienter



Knästrumpa (AD)							
Storlek	Omfångsmått i cm					Färgkod	Artikelnr
	Vrist cB	Vad cC	Under knä cD	Lår cG	Längd* A-D		
XS	17 – 19	26 – 32	25 – 31	-	35 – 46	orange	8 040 201
S	20 – 22	30 – 38	29 – 37	-	35 – 46	grön	8 040 202
M	23 – 25	34 – 44	33 – 43	-	35 – 46	violett	8 040 203
L	26 – 28	38 – 48	37 – 47	-	35 – 46	blå	8 040 204
L-X	26 – 28	44 – 55	43 – 54	-	35 – 46	grå	8 040 214
XL	29 – 31	44 – 55	43 – 54	-	35 – 46	röd	8 040 205
XXL	32 – 34	51 – 66	50 – 65	-	35 – 46	brun	8 040 206

Lårstrumpa (AG) med häftband								
Storlek	Omfångsmått i cm					Färgkod	Vid lår	Artikelnr
	Vrist cB	Vad cC	Under knä cD	Lår cG	Längd*			
XS	17 – 19	26 – 36	25 – 35	40 – 50	60 – 84	orange	orange	8 060 201
S	20 – 22	30 – 42	29 – 41	48 – 60	65 – 89	grön	grön	8 060 202
S-X	20 – 22	30 – 42	29 – 41	56 – 70	65 – 89	grön	grå	8 060 212
M	23 – 25	34 – 46	33 – 45	56 – 70	65 – 89	violett	violett	8 060 203
M-X	23 – 25	34 – 46	33 – 45	64 – 80	65 – 89	violett	grå	8 060 213
L	26 – 28	38 – 51	37 – 50	64 – 80	65 – 89	blå	blå	8 060 204
L-X	26 – 28	38 – 51	37 – 50	72 – 90	65 – 89	blå	grå	8 060 214
XL	29 – 31	42 – 55	41 – 54	72 – 90	65 – 89	röd	röd	8 060 205
XL-X	29 – 31	42 – 55	41 – 54	80 – 100	65 – 89	röd	grå	8 060 215


Lårstrumpa med höftdel/midjeband (AGT)								
Storlek	Omfångsmått i cm					Färgkod	Vid lår	Artikelnr
	Vrist cB	Vad cC	Under knä cD	Lår cG	Längd*			
S	20 – 22	30 – 42	29 – 41	48 – 60	65 – 89	grön	grön	8 062 002
M	23 – 25	34 – 46	33 – 45	56 – 70	65 – 89	violett	violett	8 062 003
L	26 – 28	38 – 51	37 – 50	64 – 80	65 – 89	blå	blå	8 062 004
L-X	26 – 28	38 – 51	37 – 50	72 – 90	65 – 89	blå	grå	8 062 014

mediven® thrombexin® 21


Medelhög kompression för immobila och mobila patienter




Lårstrumpa (AG)								
Storlek	Omfångsmått i cm					Färgkod	Artikelnr	
	Vrist cB	Vad cC	Under knä cD	Lår cG	Längd* A-D			
S	20 – 22	30 – 42	29 – 41	48 – 60	65 – 89	grön	grön	8 H60 002
S-X	20 – 22	30 – 42	29 – 41	56 – 70	65 – 89	grön	grå	8 H60 012
M	23 – 25	34 – 46	33 – 45	56 – 70	65 – 89	violett	violett	8 H60 003
M-X	23 – 25	34 – 46	33 – 45	64 – 80	65 – 89	violett	grå	8 H60 013
L	26 – 28	38 – 51	37 – 50	64 – 80	65 – 89	blå	blå	8 H60 004
L-X	26 – 28	38 – 51	37 – 50	72 – 90	65 – 89	blå	grå	8 H60 014




cB tas runt vristen där omfånget är som smalast.



cC tas runt vaden där omfånget är som störst.



cD tas 2-3 cm under knävecket.



cG tas runt låret där omfånget är som störst.

*Längdmåttet mäts från golven A till D för knästrumpor eller G för lårstrumpor.