

Beställningsblankett & måttabell – mediven sheer & soft

Orderdatum _____

Levereras till patient beställare

Patientens namn och adress:

Beställarens namn och arbetsplats:

Fakturaadress:

Tel: _____

Födelsedatum (ÅÅMMDD): _____

Direkt tel/mob: _____

Ref.nr: _____

Markera med ett X vid val av färg. Ange antal beställda strumpor med en siffra under respektive storlek. Om olika storlekar önskas av samma färg, använd fler orderblanketter.

mediven sheer & soft • 15-20mmHg

Art.nr.	Produkt	Tådel		Färg		Storlek (ange antal i rutorna nedan)							
		Sluten	Öppen	Natural	Ebony	I	II	III	IV	V	VI	VII	
O14001x	Knästrumpa												
O14701x	Knästrumpa kort												
O16101x	Lårstrumpa med stay-ups												
O15101x	Lårstrumpa med stay-ups kort												
O11001x	Strumpbyxa												
O11701x	Strumpbyxa kort												


mediven sheer & soft • 20-30mmHg

Art.nr.	Produkt	Tådel		Färg		Storlek (ange antal i rutorna nedan)							
		Sluten	Öppen	Natural	Ebony	I	II	III	IV	V	VI	VII	
O24001x	Knästrumpa												
O24701x	Knästrumpa kort												
O26101x	Lårstrumpa med stay-ups												
O25101x	Lårstrumpa med stay-ups kort												
O21001x	Strumpbyxa												
O21701x	Strumpbyxa kort												

Artikelnumrets 5:e siffra bestämmer färgen:

0= natural (beige)
5= ebony (svart)

Mer information om mediven sheer & soft finns i vår informationsfolder.
Skickas på begäran.



Omfångsmått (cm) för storlekar

	I	II	III	IV	V	VI	VII
cG	42 – 57	45 – 61,5	49 – 66,5	52 – 73	56 – 79	60 – 84,5	64 – 87,5
cD	26 – 33,5	28 – 37	30 – 40	32 – 43	33,5 – 46,5	35,5 – 49,5	37,5 – 52,5
cC	28 – 35,5	30 – 39	32,5 – 42	35 – 45	37 – 48,5	39,5 – 51,5	41,5 – 54,5
cB	18 – 20	20,5 – 22,5	23 – 25	25,5 – 27,5	28 – 30	30,5 – 33	33,5 – 36

Längd*

Knästrumpa kort längd: 34 – 38 cm Lårstrumpa kort längd: 62 – 71 cm
Knästrumpa normal längd: 39 – 44 cm Lårstrumpa normal längd: 72 – 83 cm

* Mät från golv upp till D för knästrumpa och upp till G för lårstrumpa och strumpbyxa.